

INFORMATIONEN BROSCHÜRE

Für die Weiterleitung an die
zuständigen Kolleg*innen bedanken
wir uns.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Elisabeth Henßge

Dr. Martin Maas

... und Team

Ihre Ansprechpartner:

Fahrdienst und Service:

Herr D. Müller
Tel.: 0203 6008 1610

Histolabor:

Frau U. Radüge
Tel.: 0203 6008 1620

Rechnungsabteilung/Sekretariat:

Frau A. Urbaniak
Tel.: 0203 6008 1631

Kundenbetreuung:

Frau J. Wezgowiec
Tel.: 0203 6008 1638

Frau N. Krompholz
Tel.: 0203 6008 1609

(Mo.-Fr.: 11:00 - 15:00 Uhr)

Fax: 0203 6008 1649

Besuchen Sie auch unsere Homepage:

www.pathologie-duisburg.de



Wissenswertes für unsere Einsender



MVZ Pathologie BETHESDA gGmbH

Heerstr. 219
47053 Duisburg
Tel.: 0203 6008 1601
Fax: 0203 6008 1649
Mail: info@pathologie-duisburg.de

Unsere Anforderungen

- **Kennzeichnung der Probengefäße:** Name, Geburtsdatum, Lokalisation der Entnahme, bei mehreren Proben von einem Patienten bitte eindeutige Zuordnung durch Nummerierung
- **Ausfüllen der Begutachtungsaufträge:** Um eine bestmögliche Beurteilung zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass alle relevanten Informationen auf dem Schein eingetragen werden: Materialart, Entnahmestelle, relevante Angaben zur Anamnese sowie spezielle Fragestellung
- **Angaben für die Abrechnung:** Name, Vorname, Geschlecht und Geburtsdatum, Krankenkassendaten, Stationäre oder ambulante Behandlung, Regelklasse oder Chefarztbehandlung, bei privat versicherten Patienten bitte aktuelle Anschrift angeben → Eingabe für Krebsregister sowie bei privat versicherten Kindern bitte den Namen der Eltern mit angeben, bei im Ausland lebenden Patienten bitten wir um Rücksprache mit der Rechnungsabteilung → **0203/6008-1631**
- **Angaben für die Diagnostik:** Informationen zum klinischen Befund, Verdachtsdiagnose und Fragestellung, Vorerkrankungen und Therapien, histopathologische Vorbefunde, behandelnder Arzt mit Telefonnummer, Markierung des Präparates (Clips, Fäden, Farbstoffe), Angaben zur räumlichen Orientierung der Markierung. Infektiöses oder radioaktiv markiertes Material bitte **immer** besonders kennzeichnen. Bearbeitungswunsch deutlich lesbar angeben → **EILT/CITO** oder **Schnellschnitt**. Bitte an die Telefonnummer für die Befundübermittlung denken!

Der Unterschied zwischen EILT und Schnellschnitt:

EILT (CITO) → formalinfixiert:

- Telefonische Befunddurchgabe am **nächsten** Werktag **ab 9:00 Uhr** (außer bei knöchernem Material)
- **Formalinfixierte** Gewebeproben
- **„EILT“** - Wunsch + Telefonnummer bitte auf dem Einsendeschein **deutlich** vermerken
- Die Befunddurchgabe am gleichen Tag ist nur in **Ausnahmefällen** möglich, wenn das Gewebe (Biopsate von 0,1 - 2,0 cm **außer** Mammastanzen) **bis 12:00 Uhr mittags, nach** telefonischer Ankündigung (**0203 6008 1600 o. 1601**), angeliefert wird. Mammastanzen sind leider nicht für das Kurzprogramm der Fixierung geeignet, da für eine aussagekräftige Immunhistochemische Untersuchung eine Formalinfixation von **mindestens 6 Std.** notwendig ist (→ siehe auch S3-Leitlinien)

Schnellschnitt → nativ:

- Die Befunddurchgabe erfolgt innerhalb von 30 Minuten **nach** Anlieferung. Die Schnellschnittpräparate werden **nicht** fixiert → **nativ!**
- Bei längerer Transportzeit (> 20 Min.) Präparat auf einem Eisbeutel legen und für einen schnellen Transport sorgen. Kleinere Präparate ggf. zwischen zwei mit 0,9%iger NaCl - Lösung befeuchtete Tupfer legen.
- Schnellschnitte, die **nach 16:30 Uhr** im MVZ eintreffen werden, bitte bis spätestens 16:00 Uhr telefonisch anmelden (**0202 6008 1600 o. 1601**)
- **Keine** Schnellschnitte von Knochen möglich → Entkalkungsdauer min. 48 Stunden

Die häufigsten Fehler:

- Biopsien „schwimmen“ nicht in der Formalinlösung, sondern kleben an der Wand oder dem Deckel des Einsendegefäßes → **Austrocknungsgefahr** + evtl. **keine** präzise **Diagnostik** mehr möglich!
- Einsendegefäß ist nicht richtig verschlossen → **Auslaufgefahr, Kontaminierung** mit Gefahrstoff + **Austrocknung** des Gewebes!
- Gewebe kommt **unfixiert** ohne Formalinlösung → nach kurzer Zeit wird durch die beginnende **Autolyse** die Diagnostik unpräzise und schwierig!
- Einsendegefäße sind falsch oder gar nicht gekennzeichnet → **Verwechslungsgefahr** bzw. **keine Zuordnung** möglich! Bitte bedenken Sie: Wir bearbeiten täglich Proben von ± 200 Patienten!
- Für den Postversand bitte nur Schutzgefäße mit Innenröhrchen (25ml) verwenden → **Auslaufschutz** + **Transportvorgaben** der Post!

Weitere Fragen bzw. Anregungen zur Thematik richten Sie gerne an die, auf der Rückseite aufgeführten Ansprechpartner.

Vielen Dank!

Ihr Team des MVZ Pathologie BETHESDA

